

感染対策チェックシート 内視鏡室

施設名：
部 署：
評価日：
評価者：

評価 ○ できている × できていない NA 該当なし

場所	評価項目 ★：重点評価項目 無印：自己チェック項目	評価	コメント
内 視 鏡 検 査 室	★検査医は適切に手指衛生を行い、手袋・エプロン(ガウン)・マスク(気管支鏡ではN95マスク)・アイガードを着用している		
	★介助者は適切に手指衛生を行い、手袋・エプロン(ガウン)・マスク(気管支鏡ではN95マスク)・アイガードを着用している		
	検査後すぐにスコープ外表面の汚染を拭き取っている		
	使用後の内視鏡を搬送する際は、ビニル製袋または蓋付きの専用容器に入れて洗浄・消毒場所まで搬送している		
	ベッドと枕は防水性のもので患者毎に低水準消毒薬で清拭し、体液汚染があるときは次亜塩素酸ナトリウムなどで清拭している		
	ベッドのシーツはディスポーザブルシーツを使用している		
洗 浄 ・ 消 毒 室	内視鏡の洗浄・消毒は一定期間のトレーニングを受けた専任スタッフが担当している		
	専任の内視鏡検査技師もしくは看護師が配置されている		
	内視鏡の洗浄・消毒に関するマニュアルがある		
	スコープ洗浄・消毒時にマスク、ガウン、手袋、アイガードを着用している		
	酵素系洗浄液を吸引し、吸引・鉗子チャンネル内の洗浄を行っている		
	付属部品(送気・送水ボタン、吸引ボタン、鉗子栓)を外し、チャンネル洗浄ブラシで用手洗浄している		
	洗浄シンクは、十分な広さと深さがある		
	管腔を有する内視鏡は消毒ごとにアルコールフラッシュを行っている		
	★消毒後の内視鏡を搬送する際は、清潔なビニル製袋または蓋付きの専用容器に入れて搬送している		
	★使用後のスコープと洗浄後のスコープが交差していない		
	自動洗浄・消毒機の管理責任者がいる		
	自動洗浄・消毒機の消毒液の交換が記録されている		
	自動洗浄・消毒機のメンテナンスの期日が記録されている		
	定期的に消毒薬の有効濃度を確認している		
	内視鏡の使用患者の履歴を残している		
内視鏡の洗浄・消毒の履歴を残している			
★年1回は無作為に抽出した内視鏡機器、処置具の細菌培養検査を実施し記録に残している			
★内視鏡の表面に損傷がないかどうかを定期的にチェックし記録に残している			
★室内換気が適切である			
保 管 庫	スコープはアルコールフラッシュを行い乾燥させてから保管している		
	スコープは送気・送水ボタン、吸引ボタン、鉗子栓などを装着せずに保管している		
	スコープは清潔な保管庫にハンガーに吊した状態で保管している		
	定期的に清掃がおこなわれている		